

MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO TRONG HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. KÊ TÊN CÁC DỤNG CỤ

ĐO CHIỀU DÀI	
ĐO KHỐI LƯỢNG	
ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG	
ĐO THỜI GIAN	
ĐO NHIỆT ĐỘ	

2. SẮP XẾP CÁC DỤNG CỤ ĐO VÀO CÁC NHÓM

DỤNG CỤ ĐO CHIỀU DÀI			
DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG			
DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG			
DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN			
DỤNG CỤ ĐO NHIỆT ĐỘ			



Cong pipet



Cân lò xo




Thước kẻ thẳng



Cân điện tử



Sử dụng ống nhỏ giọt



Sử dụng pipet

Muốn lấy một ít chất lỏng ở cốc A chuyển sang cốc B bằng ống nhỏ giọt ta làm thế nào?



CỐC A

1	
2	
3	
4	
5	



CỐC B



ỐNG NHỎ GIỌT

CHUYỂN ỚNG SANG BỐC B
BÓP NHẸ ĐẨY CHẤT LỎNG RA NGOÀI
CHO ỚNG VÀO TRONG CỐC A
TỪ TỪ NHẢ TAY ĐỂ CHẤT LỎNG HÚT VÀO
BÓP NHẸ, ĐẨY KHÔNG KHÍ RA KHỎI ỚNG

CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ TRÊN ỚNG ĐONG



ĐÚNG

SAI

SAI

Giá trị trên ống đong là:

Thể tích của vật A là cm³

