

# MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH VÀ CÁCH DÙNG KÍNH LÚP VÀ KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

## 1. Một số dụng cụ đo thể tích (Kéo thả đáp án vào ô trống)

| Hình ảnh dụng cụ |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên gọi          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Công dụng        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Pipet nhựa

Bình tam giác

Cốc đong

Ống đong

Lấy một lượng  
chất lỏng


Ống nhỏ giọt

Đo thể tích chất lỏng

### \*\*\*Câu hỏi mở rộng

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, nếu đặt bình chia độ không thẳng đứng thì ảnh hưởng thế nào đến kết quả đo?

Theo các con, câu trả lời là?



## 2. Kính lúp cầm tay và kính hiển vi

| KÍNH LÚP CẦM TAY | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC |
|------------------|------------------------|
|                  |                        |
|                  |                        |
|                  |                        |
|                  |                        |




**Quan sát vật nhỏ với  
mức độ phóng đại  
khoảng từ 100-1000 lần**

**Quan sát vật nhỏ với  
mức độ phóng đại  
khoảng từ 10-40 lần**

**Quan sát vật nhỏ như  
gân lá cây, lá bưởi, lá  
mít... và vẽ lại được**

**Quan sát các tiêu bản  
thực vật/động vật/mô...**



**\*\*\*\*\*CÁCH SỬ DỤNG KÍNH LÚP VÀ KÍNH HIỂN VI**