



NAMA

:

NO. ABSEN

:

KELAS

:




Untuk lebih memahami materi Mikroskop simaklah video berikut



- ☐ Bagian dan Fungsi Mikroskop
- ☐ Langkah penggunaan Mikroskop

Masukkan nama-nama bagian mikroskop sesuai gambar di bawah ini



Lensa Okuler	Kaki	Meja kerja	Penjepit
Tabung	Reflektor	Makrometer	Sendi inklinasi
Revolver	Diafragma	Lengan	
Lensa Objektif	Kondensor	Mikrometer	

Buatlah garis pasangan bagian mikroskop dan fungsinya dengan tepat!

Pegangan pada saat memindahkan atau membawa

1

Menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat

2

Mengatur sudut atau tegaknya mikroskop

3

Menggerakkan (menjauhkan/mendekatkan) lensa objektif terhadap preparat secara pelan/halus

4

Mengumpulkan cahaya yang masuk, alat ini dapat diputar dan dinaikturunkan

5

Menyangga atau menopang mikroskop

6

Menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati

7

Memperbesar bayangan objek (5x, 10x, dan 15x)

8

Memperbesar bayangan benda (4x, 10x, 45x, dan 100x)

9

Mengarahkan cahaya pada objek

10

a

Lensa okuler

b

Lensa objektif

c

Cermin

d

Klip (penjepit objek)

e

Lengan Mikroskop

f

Mikrometer

g

Makrometer

h

Kaki mikroskop

i


Kondensor

j

Engsel inklinasi



Geser gambar ke kotak warna hijau sehingga menjadi gambar langkah penggunaan mikroskop yang benar



Langkah penggunaan Mikroskop

01

02

03

04

05

06