



1. Arrossega el nom i la funció de cada instrument. (Hi ha etiquetes que no corresponen a cap instrument d'aquests)



Nom

Funció



Nom

Funció



Nom

Funció



Nom

Funció



Nom

Funció



Nom

Funció

Noms

Matràs Erlenmeyer Vas de precipitats Proveta Vidre de rellotger

Pipeta Escobilló Matràs de decantació Tub d'assaig Bec Bunsen

 Vedruna Carme Sabadell	Normes i Material de Laboratori	
--	--	---

Funció

No és gaire precís per mesurar, sobretot es fa servir per abocar líquids, barrejar substàncies o escalfar líquids.	Separar líquids amb diferent densitat (que no es barregen o dissolen entre ells. Ex oli i aigua)	No és gaire precís per mesurar, sobretot es fa servir per barrejar substàncies o escalfar líquids que no vols que s'evaporin gaire.
Dipositar sòlids per determinar la seva massa a la balança	Serveix per mesurar líquids de forma precisa.	Serveix per mesurar quantitats molt petites de líquids de forma precisa.

2. Quin instrument faries servir en cada cas

Mesurar 5 ml d'aigua destil·lada	
Separar aigua i alcohol	
Posar 3g de sucre	
Rentar un tub d'assaig	
Posar a escalfar aigua amb sal per fer que l'aigua s'evapori més ràpid	

 Vedruna Carme Sabadell	Normes i Material de Laboratori	
--	--	---

3. Indica al costat de cada acció veritat o fals.

- a) Al laboratori es pot menjar si després deixes ben neta la zona de treball.
- b) No està permès estar al laboratori amb sandàlies o sabates obertes.
- c) Cal tenir tot el material que es farà servir preparat sobre la taula per no anar obrint i tancant la motxilla tota l'estona.
- d) Cal tenir ben tancat el bec bunsen i totes les claus de pas del gas sempre que no s'estigui fent servir el foc.
- e) El professor és qui ha de tenir molt clar on és la farmaciola i l'extintor.
- f) Sempre tindrem el màxim de finestres obertes per garantir la bona ventilació.
- g) Les persones amb el cabell llarg caldrà que el portin ben recollit sempre, sobretot si han de fer servir el foc.
- h) Cal rentar-se les mans abans de sortir del laboratori, tot i que no haguem fet servir productes químics perillosos.