



CENTRO DE BACHILLERATO  
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE  
SERVICIOS #20

Identifica microorganismos con base en Técnicas  
Bacteriológicas

CHRISTENSEN MEDIO AGAR  
**UREA BASE**

Ficha interactiva

Maestra: M.E. Silvia A. Carmona Castañón  
3 J

Equipo:

Bueno Morales Génesis Paola  
González Castro Erandi Elizabeth  
Medina Valdez Apriel Ariel  
Sandoval Mendoza Rolando Antonio

11/12/25

SABINAS, COAH.

 LIVEWORKSHEETS

# CHRISTENSEN MEDIO AGAR UREA BASE

Mira este video para saber más sobre el Christensen Medio Urea Agar Base:

• Selecciona la respuesta correcta:

1. El Christensen Urea Agar Base sirve para detectar la enzima:

- a) Catalasa
- b) Ureasa
- c) Oxidasa

2. El indicador de pH que contiene este medio es:

- a) Azul de bromotimol
- b) Rojo congo
- c) Rojo de fenol

3. Un resultado positivo se observa cuando el medio cambia a color:

- a) Verde
- b) Rosa/fucsia
- c) Amarillo






# CHRISTENSEN MEDIO AGAR UREA BASE

4. La ureasa hidroliza la urea y produce:

- a) Amoníaco
- b) Ácido láctico
- c) Etanol

5. Una bacteria típica con ureasa positiva es:

- a) *E. coli*
- b) *Proteus mirabilis*
- c) *Shigella sonnei*



• Completa los espacios

6. El cambio de color ocurre porque aumenta el pH debido al \_\_\_\_\_ producido.

7. Un resultado negativo se observa cuando el medio permanece de color \_\_\_\_\_.

8. El agar se utiliza en forma de \_\_\_\_\_ inclinado.

• Une con líneas



9. Columnas:

• Verdadero o falso

10. El medio de Christensen permite detectar ureasa lenta.



# CHRISTENSEN MEDIO AGAR UREA BASE

11. El amoníaco acidifica el medio.

12. Proteus es siempre ureasa positivo.

13. El resultado debe leerse únicamente después de 5 minutos.

• -Pregunta abierta

14. Explica con tus palabras para qué sirve la prueba de ureasa.

• Completa la frase

15. Arrastra los términos correctos al recuadro:

Términos:

Enunciado:

El medio contiene \_\_\_\_\_ como indicador, usa la \_\_\_\_\_  
como sustrato, produce \_\_\_\_\_ si es positivo y el color cambia a \_\_\_\_\_.




# CHRISTENSEN MEDIO AGAR UREA BASE

- Selecciona la opción correcta

16. ¿Por qué el medio de Christensen es más sensible que otros medios de urea?

- a) Porque tiene más urea
- b) Porque tiene menor capacidad buffer
- c) Porque no usa indicador de pH



17. ¿En qué presentación se utiliza normalmente el Christensen Urea Agar?

- a) Placa Petri
- b) Caldo
- c) Agar inclinado en tubo

- Completa los espacios

18. La lectura del resultado se realiza generalmente después de \_\_\_ a \_\_\_ horas de incubación.

- Verdadero o falso

19. El color rosa intenso indica un pH alcalino.



- Pregunta corta

20. Menciona una aplicación del Christensen Urea Agar en el laboratorio clínico

CHRISTENSEN MEDIO AGAR UREA BASE

GRACIAS