

MENGUKUR ISI PADU CECAIR


Namakan alat penyukat dan tuliskan isipadu cecair dalam gambar di bawah.

Bikar

Silinder Penyukat



Jag

Kelalang Kon



Alat	
Isi padu	ml


Alat	
Isi padu	l



Alat	
Isi padu	ml

Alat	
Isi padu	ml

Letakkan mata pada kedudukan yang betul semasa membaca isi padu cecair.



Pilih jawapan yang betul.

1. Silinder penyukat haruslah diletakkan di tempat yang _____.

rata

beralun

2. Tuangkan cecair ke dalam silinder penyukat dengan _____.

gopoh

berhati-hati

3. Mata haruslah berada pada aras _____ semasa mendapatkan bacaan.

atas

meniskus