

PENGUKURAN

Pilih jawapan yang betul. Klik segitiga kecil pada ruang jawapan dan apabila selesai klik "Finish!!" di akhir lembaran kerja.

Susun kaedah mengukur isi padu menggunakan silinder penyukat dengan menuliskan nombor 1 hingga 4. Kemudian pilih dan tulis penerangan yang betul bagi setiap gambar.

Ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair.


Letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat.

Letakkan silinder penyukat di tempat yang rata.

Tuang cecair ke dalam silinder penyukat.




Langkah nombor



Langkah nombor



Langkah nombor



Langkah nombor