

NAMA :

KELAS :

A. ISILAH TITIK-TITIK PADA SETIAP KOTAK DIBAWAH INI DENGAN CARA MELETAKKAN/MEMASUKKAN NAMA-NAMA BAGIAN MIKROSKOP YANG TERDAPAT PADA BAGIAN B

Untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif.

.....

Untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif.

.....

Untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati.

.....

Untuk menggerakkan (menjauhan/ mendekatkan) lensa objektif terhadap preparat secara pelan/halus.

.....

Untuk mengumpulkan cahaya yang masuk alat ini dapat diputar dan dinaikturunkan.

.....

Untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat

.....

Lensa yang berhubungan dengan mata langsung langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 x, 10 x, dan 15 x.

.....

Lensa yang berada di dekat objek/ benda berfungsi untuk memperbesar bayangan benda Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masingmasing 4x, 10x, 45x, 100 x.

.....

Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek.

.....

Sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati.

.....

B.

DIAFRAGMA

TUBUS

PENJEPIT OBJEK

MIKROMETER

KONDENSOR

MAKROMETER

LENSA OKULER

MEJA PREPARAT

CERMIN

LENSA OBJEKTIF

LENGAN MIKROSKOP