


KÍNH HIỂN VI



SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI QUAN SÁT MẪU VẬT

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

NỐI

Chọn vật kính 10 (ngắn nhất), quan sát bằng mắt thường và vặn ốc đẩy giá kính lên cao nhất

Đặt mắt vào thị kính, từ từ hạ mẫu vật xuống và quan sát

Bật đèn, điều chỉnh để ánh sáng chiếu qua mẫu vật

Vặn ốc ở thân kính để hạ giá kính xuống thấp nhất.

Đặt mẫu vật lên giá kính