

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

TITRASI ASAM BASA

Nama :

Kelas/No :

Langkah untuk melakukan percobaan titrasi asam basa, dilakukan dengan
(ISI BAGIAN YANG KOSONG ; dengan *drag and drop*)

1. Mempersiapkan alat dan bahan
2. Merangkai alat
3. Mengisi buret dengan [] atau titran
4. Mengambil [] menggunakan [] dan dimasukkan dalam []
5. Menambahkan indikator
6. Menitrasi dengan [] buret kemudian digoyang
7. Mencatat [] yang dibutuhkan
8. Menghitung [] titrat

Larutan baku

erlenmeyer

Volume titran


membuka kran

Pipet volume

Larutan titrat

konsentrasi

A. Letakkan *drag and drop* bagian- bagian dari peralatan Titrasi



B. Tariklah garis pada kotak yang memuat jawaban yang benar tentang peralatan Titrasi



ERLRNMEYER



STATF DAN
KLEM



INDIKATOR



BURET



PIPET VOLUME
dan KARET HISAP