


KÍNH HIỂN VI



SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI QUAN SÁT MẪU VẬT

- 1 Chọn vật kính 10 (ngắn nhất), quan sát bằng mắt thường và vặn ốc đẩy giá kính lên cao nhất
- 2 Đặt mắt vào thị kính, từ từ hạ mẫu vật xuống và quan sát
- 3 Bật đèn, điều chỉnh để ánh sáng chiếu qua mẫu vật
- 4 Vặn ốc ở thân kính để hạ giá kính xuống thấp nhất.
- 5 Đặt mẫu vật lên giá kính

NỐI