

HỌ VÀ TÊN:

LỚP:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

1. Điền thứ tự từ bước 1 đến bước 5 vào bảng để nêu đúng tiến trình sử dụng kính hiển vi quang học.

Các bước sử dụng kính hiển vi quang học	
	Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản. Vận ốc to theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính gần sát vào tiêu bản.
	Vận ốc nhỏ thật chậm, đến khi nhìn thấy vật mẫu thật rõ nét.
	Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính.
	Chọn vật kính thích hợp (10x, 40x hoặc 100x) theo mục đích quan sát.
	Mất nhìn vào thị kính, vận ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật kính lên từ từ, đến khi nhìn thấy vật cần quan sát