

OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ÓPTICO

1) Asocia cada pieza del microscopio con su función.

Iluminan el campo de observación	
Aumentan la imagen	
Enfocan la imagen	
Sujetan la muestra	



Espejo



Lente ocular



Diafragma



Lente objetivo



Tornillo macro métrico



Pinzas







Tornillo micrométrico



Platina

2) Une cada muestra observada con su nombre.



Mucosa bucal
Hoja de elodea
Protozoarios en agua estancada
Bacterias del yogurt

3) Asocia las imágenes y con las frases sobre el uso del microscopio.

1
Se lleva el
microscopio
sujetándolo del
brazo y la base

2
Se ilumina
encendiendo la
lamparita

3
Se coloca el
portaobjetos
con la muestra
en la platina,
sujetándolo con
las pinzas

4
Se enfoca con
los tornillos
macro y
micrométrico

5
Se observa
través del lente
ocular

