

Elige la opción correcta (*choose the correct option*)

 BEAKER FUNNEL (Vaso de precipitado)	 ERLENMEYER FLASK MESH (Matraz Erlenmeyer)	 WOODEN CLAMPS PIPETTE (Pinza de madera)
 RACK WOODEN CLAMPS (Gradilla)	 SEPARATING FUNNEL BEAKER (Embudo de decantación)	 BURETTE SUPPORT (Bureta)

Une cada objeto con su nombre (*match each object with its name*)



WATCH GLASS
(*Vidrio de reloj*)



FUNNEL
(*Embudo*)



DOUBLE CLAMPS
(*Pinza de nuez*)



TEST TUBES
(*Tubos*)



MESH
(*Rejilla*)



ROUNDED FLASK
(*Matraz redondo*)

Señala si las siguientes reglas de seguridad son verdaderas o falsas
(indicates whether the following safety rules are true or false)

☒ Use gafas protectoras y, si es necesario, guantes de látex. Use protective goggles and, if necessary, latex gloves.	VERDADERO (TRUE)	FALSO (FALSE)
☒ Mantenga el área de trabajo lo más sucia posible. Keep the work area as dirty as possible.	VERDADERO (TRUE)	FALSO (FALSE)
☒ Corre por el laboratorio sin una razón. Run around the laboratory without a reason.	VERDADERO (TRUE)	FALSO (FALSE)
☒ No deje las botellas abiertas ni inhale su contenido. Do not leave bottles open or inhale their content.	VERDADERO (TRUE)	FALSO (FALSE)
☒ Trate de probar o tragar tantos productos como sea posible. Try to taste or swallow as many products as possible.	VERDADERO (TRUE)	FALSO (FALSE)
☒ Compruebe los símbolos de peligro en las botellas de productos químicos. Check the hazard symbols on the bottles of chemical products.	VERDADERO (TRUE)	FALSO (FALSE)

Une cada pictograma con su significado (*match each pictogram with its meaning*)



Corrosivo



Oxidante



Explosivo



Extremadamente
inflamable



Tóxico



Nocivo

Oxidante