




INSTRUMENT D'OBSERVACIÓ: MICROSCOPI ÒPTIC

	PEU	FONT DE LLUM	
	REVÒLVER D'OBJECTIUS		BRAÇ
			OBJECTIUS
	OCULARS	PLATINA	DIAFRAGMA



Càlcul del nombre d'augment:

Cal multiplicar el número que apareix en l'objectiu de la mostra per el número que apareix en l'ocular.

Calcula: si tenim un ocular de 15x i un objectiu de 45x.

A quants augments totals estarem observant?