


EL MICROSCOPÍ ÒPTIC

1. Completa la imatge amb les parts del microscopi.

PROCEDIMENT

- Completa les parts del microscopi que apareix a la fotografia amb la informació que et proporcionem a la pàgina anterior.
- Agafa el microscopi que us haurà proporcionat el professor; observa que té un estoig que serveix per a la protecció de tots els elements i accessoris de l'instrument.
- Extreu amb molt de compte el microscopi del seu estoig i observa'l per identificar-ne tots els components.



2. Completa la taula següent anotant els augments dels oculars i dels objectius. Calcula els augments totals del microscopi multiplicant els augments de l'ocular pels de l'objectiu.

	Objectiu 4x:	Objectiu 10x:	Objectiu 40x:	Objectiu 100x:
Ocular 10x:				