


IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS SUSTANCIAS

- **Relaciona con 1(la primera) a 6 (la última) la secuencia del método del tubo capilar para determinar el punto de fusión**



Introducir dentro del Baño el termómetro auxiliar

1

Calentar el recipiente del Baño de agua

2

Introducir la muestra sólida en el tubo capilar

3

Pulverizar la muestra

4

Elevar Temperatura a velocidad 1°C por minuto

5

Unir el tubo capilar al termómetro auxiliar

6

