

ஊ. இலக்கவியல் வெப்பமானி (digital thermometer) பயன்படுத்தும் முறையை அறிவீர்களா? கீழ்க்காணும் பகுதியைக் கொண்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறை விவரத்தொகுதியை நிரல்படுத்துக.



இலக்கவியல் வெப்பமானியைப் பயன்படுத்தும் முறையை நிரல்படுத்துக.

- வெப்பமானியின் நுனியை வெறியம் (alcohol) கொண்ட பஞ்சைப் பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்யவும்.
- on / off என்ற பட்டனை அழுத்தவும், சிறு திரையில் எண்கள் தோன்றும்.
- வெப்பமானியை உடலின் சரியான பகுதியில் வைத்து வெப்ப அளவைக் காணவும்.
- பட்டனை விடவும். திரையில் 'LC' என்று தோன்றும்.

செய்முறை விவரத்தொகுதி

1.



2.



3.



4.

