

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

BAKTERI

KELOMPOK :
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....





Tujuan Praktikum: Mengetahui Bentuk dan Peran Bakteri dalam Kehidupan Sehari-hari

ALAT

Mikroskop

Kaca preparat

Pipet tetes

Cover glass

Tabung reaksi

BAHAN

Aquades

Sampel:

CARA KERJA

- Pembuatan preparat:** Jika sampel berbentuk cair, ambil setetes sampel menggunakan pipet tetes dan teteskan pada kaca preparat. Jika sampel berbentuk padat larutkan sampel dengan akuades pada tabung reaksi, diamkan sebentar dan ambil setetes larutan sampel dan teteskan pada kaca preparat. Lalu tutup menggunakan cover glass.
- Pengamatan:** Letakkan kaca preparat diatas meja mikroskop dan atur fokus mikroskop agar bakteri dapat terlihat jelas.
- Analisis:** Amati dan analisis bentuk, pergerakan, dan peran bakteri

Catatlah hasil pengamatan dan analisis data pada tabel berikut ini.

Sampel	Hasil Pengamatan	Peran Bakteri



Setelah melakukan praktikum, jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini

Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan pada pertemuan ini?

Apa hal menarik yang kamu temukan atau rasakan dari kegiatan pada pertemuan ini?

Apa kesulitan yang kamu alami pada kegiatan ini?