

Pregunta 12



¿Porque el vapor de agua saturado es mas eficaz que el calor seco?

Pregunta 13

¿Un tapon de algodón muy apretado en un matraz puede ser succionado hacia adentro durante la esterilización?





Pregunta 14

¿Para que sirve la cinta testigo en la esterilización?



Pregunta 15

¿Cual de los siguientes NO debe esterilizarse en autoclave?



Pregunta 16

La combinación eficaz en autoclave es
121°C, 15 libras de presión y entre 15–
30 minutos.

