



Identifica microorganismos en base  
de técnicas Bacteriológicas



# FICHA INTERACTIVA DE EXUDADO FARÍNGEO Y COPROCULTIVO

DE LA ROSA HERNANDEZ ISABELA  
ELIZONDO MUÑOZ SARA GRACIELA  
MORENO DE LA CRUZ JOSHUA  
ALEJANDRO  
REYES GAVIA RAUL  
VELARDE SAUCEDO ANIKA ANDREA  
3-K  
LABORATORIO CLÍNICO

Docente: Silvia Aracely  
Carmona Castañón

Sabinas Coahuila

14 de Diciembre de 2025

# COPROCULTIVO Y EXUDADO FARINGEO

## ACTIVIDAD INTERACTIVA

### 1 ¿Qué es un coprocultivo?

1. 

2. 

3. 

### 2 ¿Para qué se realiza un coprocultivo?

- a) Diagnóstico respiratorio
- b) Buscar parásitos
- c) Detectar bacterias entéricas
- d) Identificar hongos

### 3 Verdadero o falso

Las heces deben procesarse antes de 2 horas. \_\_\_

### 4 Completar oración

Las heces fecales contienen agua, \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_

### 5 Seleccione TODAS las bacterias que pueden encontrarse en un coprocultivo:

- ☐ Salmonella
- ☐ Shigella
- ☐ E. coli
- ☐ Staphylococcus aureus

### 6 Medios de cultivo y funciones.

busca el tipo de agar en la sopa de letras y después escríbelo abajo de su correspondiente

Agar Ss | Agar Endo | Agar EMB

- a) Aislamiento de enterobacterias →
- b) Selectivo para Gram negativos →
- c) Diferencial para lactosa →

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | D | D | S | D | E | A | A | D | B |
| G | G | B | M | O | N | A | G | D | E | M |
| A | A | A | A | M | G | A | A | E | A | E |
| R | M | N | R | S | R | S | R | B | A | A |
| E | G | B | M | E | A | R | S | R | G | N |
| A | B | N | O | A | N | E | S | A | D | A |
| R | O | M | D | A | R | D | S | E | O | S |
| B | S | G | B | M | G | A | O | D | S | A |
| D | M | B | A | A | G | E | N | M | E | G |
| S | R | G | D | A | D | S | M | B | B | D |
| E | A | D | B | M | E | R | S | G | A | O |

# COPROCULTIVO Y EXUDADO FARINGEO

## ACTIVIDAD INTERACTIVA

### 7 Empareja

Salmonella →

Shigella →

E. coli →

Opciones:

a) Disentería

b) Flora intestinal / algunas patógenas

c) Fiebre entérica

### 8 Ordenar secuencia

Ordena los pasos del coprocultivo (1 a 4):

( ) Incubar

( ) Hacer estrías

( ) Observar el cultivo

( ) Tomar la muestra

### 9 Clasificación

Enterobacterias: →

No enterobacterias: →

Opciones:

Salmonella – Campylobacter – Shigella – Vibrio

### 10 Realiza Cálculos

¿Cuántos gramos de agar EMB se necesitan para la preparación de 7 cajas de Petri?

Datos:

20 ml por caja Petri

36gr de agar por 1000 ml

Resultado:



# COPROCULTIVO Y EXUDADO FARINGEO

## ACTIVIDAD INTERACTIVA

1 ¿Para qué sirve el exudado faríngeo?

- a) Identificar parásitos intestinales
- b) Detectar bacterias del tracto respiratorio superior
- c) Diagnosticar enfermedades del intestino delgado

2 Completa la Oración

El exudado faríngeo consiste en la recolección de secreciones de la \_\_\_\_\_ para identificar microorganismos.

3 Verdadero o falso

Antes de tomar la muestra, el paciente no debe usar enjuagues bucales antisépticos.

4 Secuencia. Primero ve el Video de youtube 📺📺

- ( ) Se introduce el hisopo evitando tocar lengua o mejillas
- ( ) Se usa el abatelenguas para visualizar las amígdalas
- ( ) Se frota el hisopo sobre las amígdalas y pared posterior
- ( ) Se deposita el hisopo en el medio de transporte

5 Drag and Drop

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Material de toma de muestra | Tincion de Gram   |
| Medio de cultivo            | Abatelenguas      |
| Instrumento auxiliar        | Agar Sangre       |
| Coloración para observación | hisopos estériles |

6 Para la preparación de agar sangre se necesita preparar un medio de agar nutritivo, considerando que se van a llenar 9 cajas, cuál es la cantidad necesaria de agar para preparar?

Datos:



23gr de agar por 1000 ml

R=

# COPROCULTIVO Y EXUDADO FARINGEO

## ACTIVIDAD INTERACTIVA

- 7 Relaciona el tipo de hemólisis con su descripción.  
MATCH  
Hemólisis alfa →  
Hemólisis beta →
- 8 Se necesitan llenar 8 cajas de Petri con agar sangre para realizar una siembra de exudado faringeo. Cuanta sangre es la que se deberá usar para la preparación de este medio?  
Datos: Se utiliza 3% de sangre  
R=
- 9 ¿Cuáles bacterias pueden identificarse en un exudado faríngeo?
- 10 identifica el enunciado correcto  
El hisopo debe evitar tocar la lengua  
Se usa enjuague bucal antes del examen  
No es necesario etiquetar la muestra  
No se usan medios de cultivo para sembrar
- 11 Identifica el tipo de estría



# COPROCULTIVO Y EXUDADO FARINGEO

## ACTIVIDAD INTERACTIVA

- 12) Idéntifícs que imagen se refiere a el exudado faringeo

