

ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1. Đổi các đơn vị sau:

- $0,05\text{kg} = \dots\dots\dots\text{g} = \dots\dots\dots\text{mg}$
- $100\text{g} = \dots\dots\dots\text{kg} = \dots\dots\dots\text{tạ}$
- $0,03\text{ tấn} = \dots\dots\dots\text{tạ} = \dots\dots\dots\text{kg}$
- $25\,000\text{mg} = \dots\dots\dots\text{g} = \dots\dots\dots\text{kg}$

Bài 2. Lựa chọn các loại cân sau đây bằng cách kéo tên xuống dưới các hình tương ứng sao cho phù hợp

Cân y tế	Cân đồng hồ	Cân tiểu li điện tử	Cân đòn
Cân rô béc van	Cân bỏ túi	Cân móc điện tử	Cân lò xo
			
			
			

Bài 3. Con hãy ước lượng khối lượng của các vật ở cột bên trái và nối với khối lượng tương ứng ở cột bên phải

VẬT

Con ngựa trưởng thành

Xe đạp

Quả bóng bàn

Máy tính bảng

KHỐI LƯỢNG

2,5g

450g

25kg

5 tạ