

TEMA 1.11. BIURETELE

1. Alegeți răspunsul corect:

- A. Biuretele obișnuite au precizia de:
- 0,01 ml
 - 0,1 ml
 - 0,1 l
- B. Cele mai precise pentru măsurarea volumelor sunt:
- Microbiuretele
 - Cilindrii gradăți
 - Biuretele

ATENȚIE:

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$$

2. Răspundeți cu A sau F

- Baghetele se folosesc la titrare;
- Biuretele au la partea inferioară un robinet;
- Biuretele se utilizează la măsurarea aproximativă a lichidelor;

3. Alegeți răspunsul corect:

- Biuretele se fixează în
 - Biuretele sunt utilizate la operația de
 - Uitați-vă la imaginile biuretelor și completați spațiile în ordinea biuretelor prezentate în imagini.
- Biuretele pot fi prevăzute la partea inferioară cu:
-
 -
 -



1



2



3