

1. Utiliza el código genético y traduce las siguientes moléculas de **ARNm**.

AUG CUU CUC UCU UCC UAU AGU ACC UGA

AUG UAU CUC CCC CUU UCC AGU ACC CAA UGA

AUG GGG UAU CCC GCA CUU GCA UCC AGU ACC CAA UGA

AUG UAU CAA CCC GCA CAU GUU UCC AGU ACC AAA UAA

AUG GUA UAU CCC GUU UCC GCA CUU AGU ACC AAA UAA