

ELEMENTOS DEL LABORATORIO Y SUS FUNCIONES

1. UNÍ LOS ELEMENTOS CON SU FUNCIÓN CORRESPONDIENTE.

	Sirve para sostener los elementos de laboratorio con la pinza con nuez.
	Se emplea para apoyar los tubos de ensayo.
	Por su forma es útil para realizar mezclas por agitación y para evaporación controlada. Su abertura estrecha permite la utilización de tapones.
	Similar al vaso de precipitado, pero sin graduación.
	Sirve para separar dos líquidos de diferente densidad.
	Sirve para medir temperaturas.
	Sirve para sostener diferentes elementos del laboratorio (Erlenmeyer, balón...) en el pie.
	Sirve para trasvasar líquidos de un recipiente a otro sin derramarlos. Se puede sustituir por la parte superior de una botella de plástico cortada.
	Es de vidrio y sirve para mezclar o agitar sustancias que están dentro de algún recipiente.
	Sirve para trasvasar, es decir, trasladar pequeñas cantidades de un recipiente a otro y medir su volumen exacto.
	Sirve para sujetar materiales a altas temperaturas.

	Se usa para medir volúmenes de líquidos Con exactitud.
	Se utiliza para disolver, calentar o hacer reaccionar pequeñas cantidades de sustancias. Se coloca en la gradilla cuando no se utiliza.
	Se utilizan para machacar o triturar sustancias.
	Sirve para colocar mezclas sólidas.
	Sirve para sacar de un frasco una pequeña porción de sustancia sólida y depositarla en otro recipiente.
	Se usa para realizar cultivos de hongos y bacterias. Se los utiliza también como germinadores o cristalizadores.
	Se utiliza como fuente de calor.
	Se pone sobre el trípode para apoyar los materiales que deben someterse al calor, protegerlos del fuego directo y permitir que el calor se distribuya en forma pareja.
	Se emplea para apoyar la tela de amianto en el caso de someter elementos a la acción del fuego.
	Se utiliza para precipitar, disolver o calentar sustancias. Poseen graduación, aunque inexacta.

PROBETA GRADUADA	GRADILLA	VASO DE PRECIPITADO	PIPETA GRADUADA	EMBUDO
CAJA DE PETRI	TELA DE AMIENTO	MORTERO Y PILÓN	AMPOLLA DE DECANTACIÓN	PIE
TUBO DE ENSAYO		VARILLA DE VIDRIO	ERLENMEYER	PIZA DE METAL
TRÍPODE	MECHERO DE BUNSEN	PINZA CON NUEZ	VIDRIO RELOJ	BALÓN
PINZA DE MADERA	TERMÓMETRO			

