

TEMA 1.11. BIURETELE

1. Alegeți răspunsul corect:

A. Biuretele obișnuite au precizia de:

- a). 0,01 ml
- b). 0,1 ml
- c). 0,1 l

B. Cele mai precise pentru măsurarea volumelor sunt:

- a). Microbiuretele
- b). Cilindrii gradați
- c). Biuretele

ATENȚIE:

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$$

2. Răspundeți cu A sau F

- a). Baghetele se folosesc la titrare;
- b). Biuretele au la partea inferioară un robinet;
- c). Biuretele se utilizează la măsurarea aproximativă a lichidelor;

3. Alegeți răspunsul corect:

- a). Biuretele se fixează în
- b). Biuretele sunt utilizate la operația de
- c). Uitați-vă la imaginile biuretelor și completați spațiile în ordinea biuretelor prezentate în imagini.

Biuretele pot fi prevăzute la partea inferioară cu:


- (1)
- (2)
- (3)



1



2



3