

### PREGUNTA 18

¿cuántos litros de agua destilada se deben vaciar en el interior del recipiente antes de colocar el material a esterilizar?



### PREGUNTA 19

¿Qué tipo de agente esterilizante químico, además de los aldehídos, fenoles y cloro, se menciona como método químico de esterilización en los documentos?




## PREGUNTA 20

¿Cuál es la medida aproximada (largo x ancho) de la porción de papel estraza recomendada para envolver individualmente una caja de Petri?

## PREGUNTA 21

Si se está esterilizando un medio de cultivo que no se va a utilizar inmediatamente, ¿qué se debe hacer después de que el material sale completamente frío del autoclave y se verifica que está bien sellado?




## PREGUNTA 22

¿Por qué es necesario cubrir la torunda de algodón de un matraz Erlenmeyer con un capuchón de papel estraza antes de la esterilización?

## PREGUNTA 23

¿Cuál es el mecanismo de acción por el que se produce la esterilización por calor húmedo (autoclave)?



### Pregunta 24

¿Cuál de los siguientes sonidos hace la autoclave cuando ya terminó el proceso y el material está listo?



## Pregunta Final

Analiza los dos siguientes videos sobre el uso de la autoclave.  
¿Cuál es el correcto y cuál el incorrecto?

