



Kegiatan 3

Uji dengan indikator alami

1. Pipet ekstrak pinang masing-masing 3 tetes ke dalam plat tetes yang sudah diberi label.
2. Pipet masing-masing 3 tetes larutan uji (cuka, larutan sabun, air jeruk, larutan promag, air mineral dan larutan kapur sirih) ke dalam ekstrak buah pinang.

Tabel Pengamatan

Lengkapilah tabel pengamatan di bawah ini berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan!

No.	Larutan Uji	Perubahan warna kertas lakmus		Sifat Larutan (asam/basa)
		Lakmus Merah	Lakmus Biru	
1.	Larutan cuka			
2.	Larutan sabun			
3.	Jeruk nipis			
4.	Larutan promag			
5.	Air mineral			
6.	Larutan kapur sirih			