

PRUEBA DE MATERIALES DE LABORATORIO

1.- Une con una línea cada instrumento según corresponde a cada uso

Pipeta

*Se usa para trasvasar líquidos y filtrar disoluciones.

Matraz Erlenmeyer

*Útil para realizar montajes con los instrumentos y materiales que se precisan para diversas prácticas.

Embudo de vidrio

*Sirve para calentar y agitar disoluciones usando rejillas.

Soporte universal

*Se usa para transferir volúmenes de líquidos cuya medida requiere cierta exactitud, existen graduadas y de enrase.

2.- Marca sólo la clasificación del material al que pertenece cada objeto.

MATERIAL	VIDRIO	METAL	PLÁSTICO	PORCELANA
Frascos lavadores				
büchner				
crisoles				
trípode				
bureta				
nuez				

3.-Selecciona el tipo de peligro que representa cada pictograma.



4.- Arrastra el nombre de los materiales a cada figura.

Mechero bunsen



Termómetro



Multímetro



Barómetro

