

*Medición del PH del agua con extracto de col morada.
Elija las opciones que considera que son las correctas.*

1. *¿Cuál será nuestro indicador de medición del PH?*
2. *¿Qué Contiene la col morada?*
3. *¿Cómo se llama?*
4. *¿De qué color es?*
5. *¿Cómo se separa el colorante de la col morada?*
6. *El colorante extraído de la col morada reacciona muy
rápido con líquidos y*
7. *Como resultado los elementos líquidos cambian de*
8. *Consideran que la col morada es útil.*



Si	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

