




1. Pasangkan (dengan menarik garis) dari Kurva di sebelah kiri ke kotak jenis titran dan titrat di sebelah kanan




HCl dengan NaOH



NaOH dengan HCl




NH₃ dengan HCl



NaOH dengan CH₃COOH

2. Perhatikan grafik titrasi asam basa berikut :



Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 mL maka konsentrasi larutan basa MOH adalah :

- A. 0,25 M
- B. 0,125 M
- C. 0,1 M
- D. 0,075M
- E. 0,025M