



Мерни единици за зафатнина – литар и милилитар

1. Прочитај и запиши колку течност има во секој од садовите. Потоа под секоја вредност пресметај колку течност ќе има во садовите ако се дополни уште 250 ml течност.



2. Прочитај и запиши колку течност има во секој од садовите. Потоа под секоја вредност пресметај колку течност ќе остане во садовите ако се истури по 20 ml течност. Со линија означи го нивото на останатата течност во секој бокал.



3. Претвори ги мерките за течност според барањето.

$6 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$8 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$7 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$80 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$30 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$10 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$35 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$78 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$9,8 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$7,08 \text{ l} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml}$

$2000 \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l}$

$7000 \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l}$




$11000 \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l}$

$5300 \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l}$

$3080 \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l}$

$4320 \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l}$

$2440 \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l } \underline{\hspace{1cm}} \text{ ml} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ l}$

1)		
2)		
3)		
4)		
5)		