OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ÓPTICO

1) Asocia cada pieza del microscopio con su función.

Iluminan el campo de observación	
Aumentan la imagen	
Enfocan la imagen	
Sujetan la muestra	


Espejo


Lente ocular


Diafragma


Lente objetivo



Tornillo macro métrico



Pinzas



Tornillo micrométrico



Platina

2) Une cada muestra observada con su nombre.










Mucosa bucal
Hoja de elodea
Protozoarios en agua estancada
Bacterias del yogurt

LIVEWORKSHEETS

3) Asocia las imágenes y con las frases sobre el uso del microscopio.

1	2	3	4	5
Se lleva el microscopio sujetándolo del brazo y la base	Se ilumina encendiendo la lamparita	Se coloca el portaobjetos con la muestra en la platina, sujetándolo con las pinzas	Se enfoca con los tornillos macro y micrométrico	Se observa través del lente ocular











LIVEWORKSHEETS