# Mengukur Isi Padu Cecair

Susun kaedah mengukur isi padu menggunakan silinder penyukat dengan menuliskan nombor 1 hingga 4. Kemudian pilih dan tulis penerangan yang betul bagi setiap gambar.

Ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair.

Letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat.

Letakkan silinder penyukat di tempat yang rata.

Tuang cecair ke dalam silinder penyukat.



**Langkah nombor** ☐



**Langkah nombor** ☐



**Langkah nombor** ☐



**Langkah nombor** ☐

LIVEWORKSHEETS