KÍNH LÚP CẦM TAY VÀ KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

I/ Kính lúp cầm tay và kính hiển vi quang học (kéo hình ảnh bên dưới vào ô tương ứng)

KÍNH LÚP CẦM TAY	KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

LIVEWORKSHEETS



Hình 2.7. Cấu tạo kính hiển vi quang học




Quan sát vật nhỏ với mức độ phóng đại khoảng từ 100-1000 lần

Quan sát vật nhỏ với mức độ phóng đại khoảng từ 10-40 lần

Quan sát vật nhỏ như gân lá cây, lá bưởi, lá mít… và vẽ lại được

Quan sát các tiêu bản thực vật/động vật/mô…





II/ CÁCH SỬ DỤNG KÍNH LÚP CẦM TAY VÀ KÍNH HIỂN VY QUANG HỌC (xem video và hoàn thiện thông tin còn thiếu bên dưới)

LIVEWORKSHEETS

KÍNH LÚP (kéo câu trả lời bên dưới theo thứ tự các bước sử dụng kính lúp cầm tay)

		
		CÁCH SỬ DỤNG KÍNH LÚP CẦM TAY

Di chuyển kính cho đến khi nhìn rõ mẫu vật

BƯỚC 1:

Vẽ lại hình ảnh quan sát được (nếu làm được ngay)

BƯỚC 2:

BƯỚC 3:


Để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính


BƯỚC 4:

Tay thuận cầm kính

KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC







LIVEWORKSHEETS

Sử dụng thông tin trong sách giáo khoa để hoàn thiện bảng bên dưới về các bước sử dụng kính hiển vi quang học

BƯỚC 1	
BƯỚC 2	
BƯỚC 3	
BƯỚC 4	
BƯỚC 5	
BƯỚC 6	
BƯỚC 7	
BƯỚC 8	

LIVEWORKSHEETS